

KaVo Spray

- Čistiaci a mazací sprej pre inštrumenty
- Obsahuje - plyn - dodáva silu
 - čistiadlo - odstráni nečistoty
 - olej - premaže a predĺži životnosť
- Pri aplikácii sa všetky tri zložky premiešajú
- Ekologicky nezávadný
- Aplikácia pomocou adaptérov (nie sú súčasťou spreja):
 - obj.č. 0.411.9911 adaptér na ošetrovanie násadcov
 - obj.č. 0.411.9921 adaptér na ošetrovanie turbíniek



**Pri kúpe 6ks
Kavo Spray
doprava zdarma**



Cena s DPH **23,- EUR**



Pre dodržanie záručných podmienok sa všetky KaVo násadce a turbíny musia ošetrovať KaVo sprejom. Pokiaľ použijete iný sprej, riskujete tým stratu záruky na Váš KaVo násadec alebo turbínu!