

Scan eXam™ One

Rýchle a spoľahlivé digitálne intraorálne snímkovanie.



4990,- €
cena s DPH

Dentálna dokonalosť pre každú stomatologickú prax.

Rozlíšenie skenera 17lp/mm. Kvalita obrázku 16 bit.



Voliteľné: oklúzny 4C snímok.



Perfektná pomôcka pre všetky intraorálne účely.



Vynikajúca kvalita obrazu



podporuje oklúzny 4C formát zobrazovania



Pokrýva široký okruh diagnostických potrieb



poskytuje trvalé výsledky vysokej kvality

Vyspelá intraorálna diagnostika.

Jedno riešenie pre všetky Vaše potreby.

Vyspelé spracovanie digitálnych snímok ponúka trvalé a spoľahlivé záznamy. Vynikajúcu kvalitu obrazu je možné dosiahnuť použitím optimalizovaných nastavení od výrobcu, ktoré sa dajú ľahko upraviť podľa diagnostických potrieb stomatológa.



Urýchlite Vašu digitalizáciu.

Vynikajúce výsledky okamžite.

KaVo Scan eXam™ One prináša jasné a ostré snímky s presnými odtieňmi sivej tak, aby zobrazovali požadované diagnostické informácie do najmenších detailov. Stačí vložiť zobrazovaciu fóliu.



Také pohodlné a jednoduché ako film pre pacienta.



Jednoduchá obsluha spredu – minimálne požiadavky na priestor.

One zodpovedá Vaším potrebám.

Pre KaVo Scan eXam™ One je k dispozícii niekoľko veľkostí zobrazovacích fólií, ktoré sa môžu použiť vo všetkých intraorálnych, periapikálnych a oklúzných röntgenoch. Fólie sú rovnako jednoduché a flexibilné na použitie ako jemný film a sú obzvlášť vhodné pre detských pacientov.

Veľkosť 0

22 x 31 mm
734 x 1034 Pixelov
1.08 MB

Veľkosť 1

24 x 40 mm
800 x 1334 Pixelov
1.53 MB

Veľkosť 2

31 x 41 mm
1034 x 1368 Pixelov
2.03 MB


Veľkosť 3

27 x 54 mm
900 x 1800 Pixelov
2.32 MB



Váš pracovný postup.

Rovnako jednoduché umiestnenie ako pri filme.



Rýchla a jednoduchá obsluha.

Opakovane použiteľné zobrazovacie fólie systému KaVo Scan eXamTM poskytujú jednoduchú a pohodlnú obsluhu. Celý proces od načítania snímku po zobrazenie na obrazovke trvá len niekoľko sekúnd. Tento systém možno prevádzkovať v normálnom dennom svetle a bez použitia chemických látok.

Bezpečný pracovný postup.

KaVo Scan eXamTM One zaisťuje väčšiu bezpečnosť prevádzky tým, že zobrazuje meno pacienta a ID používateľa na monitore. Systém sledovania iDOT na zobrazovacích fóliách pomáha vyhľadať použitý individuálny röntgenový snímok. Poškodené fólie je možné ľahko identifikovať a vymeniť.



FANG-Dent s.r.o.
P. Jilemnického 4712
955 01 Topoľčany

tel.: +421 38 / 53 214 29
fax: +421 38 / 53 230 90
e-mail: textil@fangdent.sk
mobil: +421 915 743 959

**FANG
DENT** 

www.fangdent.sk
www.dentshop.eu